

# KINETEC 6080™

La première technologie de KINETEC® dédiée à l'articulation du coude.

- Mouvements anatomiques et synchronisés
- Extension/flexion avec prono-supination
- Simple d'utilisation au lit et à la chaise
- Ajustement simple et rapide

## Conçue pour le traitement post-opératoire immédiat

Un traitement post-opératoire avec ce dispositif permet de contrer efficacement la raideur et la perte d'amplitude de mouvement.

Son amplitude de 135° permet d'innombrables applications, le contrôle de la vitesse offre une progression douce de la rééducation du coude.

## Mouvements synchronisés pour un traitement anatomiquement correct

Extension/Flexion avec prono-supination synchronisée Lorsque le mouvement extension-flexion commence, la main est entraînée en rotation vers la supination complète.

## La sécurité avant tout

Le système de réglage des amplitudes évite un usage incorrect et améliore la sécurité des patients.

L'attelle KINETEC 6080™ est mobile, les roulettes avec freins permettent une utilisation stable au lit ou à la chaise.

## Caractéristiques techniques

- Fonction Start/Stop/inversion toujours accessible.
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Garantie de 1 ans.
- Classe électrique : appareil de type B classe I.
- Vitesse : 35° à 135° par minute.
- Poids : 21 kg.
- Dimensions de l'appareil : Longueur 72 cm, largeur 65cm, Hauteur 130cm.
- Taille patients : De 1,40m à 1,90m

## Référence de commande

Kinetec 6080™ 4621000802

## Accessoires

Kit manchons de rechange 4650000646  
Gantelet de rechange 4650000654



Flexion complète : 135°



Extension complète : -10°



Télécommande simple

