

**INFORMATIONS DE COMMANDE**
**80.00.031 E2 (AVEC CHAISE)**
**80.00.033 E2 COMPACT**
**ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS :**

- 5 cartes patient + 1 stylo

**ACCESSOIRES EN OPTION :**

EXTGAR Extension de garantie 3 ans

MAINT3ART Maintenance préventive 3 ans

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Commande du moteur :	Marche/Arrêt pour un mouvement isolé extension/flexion ou pronation/supination
Synchronisation des moteurs :	Marche/Arrêt
Vitesse :	1% - 100% 2,3 à 230°/min
Minuterie :	1 minute - 24 heures / Mode continu
Pauses :	0 - 60 minutes
Inversion de la charge par paliers (moteurs A et B séparés) :	1 - 25 / Commutation de sécurité
Durée totale de la thérapie :	Enregistrement de la durée totale du traitement
Programme d'échauffement :	Pour amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale
Carte à puce patient :	Pour l'enregistrement des paramètres de traitement
Nouveau patient :	Pour le réglage de base pour les nouveaux patients
Programme ISO Motion :	Permet un exercice séparé des deux sens de mouvement
Répétition sur les derniers degrés (EX/PRO-FLEX/SUP) :	Augmente la fréquence de mouvements sur les derniers degrés
Allongement (EX-FLEX-PRO-SUP) :	Permet d'augmenter en douceur l'amplitude de mouvement
Suivi du déroulement de la thérapie :	Affiche le déroulement de tout le traitement (abduction et adduction/rotation interne et rotation externe)
Verrouillage des touches :	Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement
Réglage pour le transport :	Met les moteurs en position de transport

**DIMENSIONS**

Poids :	28,7 kg
Dimensions L x P x H :	87,5 x 57,5 x 58 cm

L'Artromot® E2 est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié DQS Med.  
Lire attentivement la notice. Fabricant : Ormed.

**80.00.031 - E2**
**MOBILISATION DU COUDE**

**ARTROMOT®**

**8 000€ TTC**  
 PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

**LES + PRODUITS**

- **CONFIGURATION MOBILE (E2 COMPACT) OU AVEC CHAISE.**
- **CONVERSION DROITE / GAUCHE FACILE.**
- **QUALITÉ ALLEMANDE.**

**INDICATIONS**

- Arthrotomies, arthroscopies combinées à une synovectomie ou une arthrolyse.
- Fractures métaphysaires et ostéosynthèses.
- Arthroplastie du coude.
- Interventions sur les tissus mous adjacents à l'articulation.

**CARACTÉRISTIQUES**


- Permet des mouvements adaptés à l'anatomie (méthode FNP).
- Ergonomie et hygiène optimales grâce à une très grande simplicité de réglage et à une désinfection par essuyage des appuis-bras et main.
- Reversibilité - Inversion Droite/Gauche ultra simple.
- Unité de programmation manuelle avec affichage graphique incluse.
- Livré avec la chaise et 5 cartes patient.

**Garantie 2 ans.**
**EXISTE EN VERSION COMFORT**  
**80.00.033 - ARTROMOT®-E2 COMPACT**
**7 580€ TTC**  
 PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

- Livré sans chaise (support mobile)
- Poids : 17 kg
- Dimensions L x P x H : 87,5 x 57,5 x 29 cm

**AMPLITUDES DE MOUVEMENTS**
**FLEXION ET EXTENSION -5° / 0° / 140°**

**PRONATION ET SUPINATION 90° / 0° / 90°**
