



Presse Mini Vector

Caractéristiques techniques

- Poids total **12.5 kg**
- Largeur **30 cm**
- Hauteur **19 cm et jusqu'à 45 cm lorsque la planche est déployée**
- Longueur **104 cm**
- Unités dans l'emballage **1**

Caractéristiques minivector

- À utiliser au lit, sur une table de massage (pour les membres supérieurs) ou au sol avec un fauteuil (roulant).
- Résistance élastique réglable via 6 caoutchoucs élastiques.
- Repose-pieds/mains inclinables.
- Affichage Amplitude d'étirement de l'élastique et force développée.
- Résistance : A partir de 1Kg et jusqu'à env. 30 kg (avec repose-pieds horizontal).
- 2 sangles de fixation pour le maintien sur la table de massage en option.
- Fourni avec 2 butées ROM (Range of Motion) pour régler les amplitudes de mouvement

Nouveautés sur cette version

- Nouvelle couleur
- Règle (kg/cm) placée sur le cadran métallique par perforation au laser
- 2 roulettes de transport à l'arrière
- Poignée de transport creusée dans le métal et placée à l'avant de l'appareil
- Nouvelle plaque d'appui en bois verni facilement nettoyable, avec straps en velcro inclus. Des trous ont été placés sur la planche pour prévoir l'accueil d'options supplémentaires.

Garantie 2 ans



groupe®
Elite
médicale
PromoKiné

Elite Médicale
Importateur France
41 rue Stéphane Hessel
Z.A. de la Blanche Tâche
80 450 CAMON