


# Table 2 plans proclive compacte EXO 10 EN STOCK



## Réglable

dossier inclinable au  
degrés près par vérin à  
gaz grâce à sa poignée  
accessible des deux  
côtés (de 0° à +85°)

## CHASSIS GRIS FONCE



## Equipements de série

Table électrique 2 plans proclive compacte,  
idéale pour les espaces réduits (aucun déport)  
Structure acier renforcé et peinture polyester cuite  
au four  
Ht Maxi 90 cm - Ht Mini 42 cm - aucun déport - 72 kg  
Vérin électrique 6 000 N  
Cadre de commande périphérique  
Roulettes escamotables par système centralisé  
Dossier réglable par vérin à gaz de 0° à +85°  
Sellerie avec fente nasale + bouchon intégré en finition  
tendue agrafée  
Mousse moyenne densité nette 40kg/m3  
Châssis gris foncé ou blanc - sellerie cendre  
Avec sellerie et dossier à fixer

## Les options

Dévidoir papier  
Assemblage final (sellerie et dossier déjà fixés)  
Coloris de revêtement au choix en bas de page

## Caractéristiques et Dimensions

Charge maxi supportée 140 kg  
Garantie châssis acier 2 ans - vérin électrique 2 ans  
vérin à gaz 1 an - hors pièce d'usure (sellerie, ...)  
Dim palette standard :  
L 155 cm x l 75 cm H 80 cm poids 90 kg  
Dim palette avec assemblage final :  
L 200 cm x l 75 cm H 80 cm poids 97 kg

### Option coloris de sellerie 1



### Option coloris de sellerie 2

