


# TUNTURI®



## PLATINUM VELO DROIT UB20

22PTUB2000

Tunturi présente le vélo ergomètre UB20 destiné à une utilisation professionnelle. Alliant robustesse, technicité et confort, il procure un entraînement idéal pour la rééducation.

L'UB20 dispose d'un système de freinage magnétique motorisé avec une augmentation progressive de la résistance et des transitions douces sur 48 niveaux, jusqu'à un maximum de 260 watts.

Le cadre stable, le seuil d'enjambement bas et large, la selle Comfort dont l'ajustement indique la taille en cm, le guidon Multi-grip+ et les pédales réglables avec antidérapant garantissent des sessions en toute sécurité.

Son faible encombrement, lui est un atout certain qui satisfera les propriétaires d'installation.

Grâce au moniteur Bluetooth AI très intuitif, les utilisateurs pourront consulter leurs données en clin d'œil et pourront contrôler l'intensité de leur entraînement grâce aux codes couleurs utilisés pour identifier les zones de fréquence cardiaque.

Le UB20 dispose d'une connectivité aux applications Tunturi Routes, Zwift ou encore Kinomap, parfait pour apporter variété et motivation.

# TUNTURI®



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de freinage :              | Brake System PMS servomotor = Magnétique Motorisé                                                                                                                                                                                 |
| Volant d'inertie :                 | 15 kg                                                                                                                                                                                                                             |
| Niveaux de résistance :            | 20 260 watts par palier de 5 watts sur 48 niveaux                                                                                                                                                                                 |
| Ergomètre :                        | Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| Alimentation :                     | 230 V. Adaptateur                                                                                                                                                                                                                 |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taille console :                   | 7 pouces                                                                                                                                                                                                                          |
| Ecran :                            | LED/LCD rétroéclairé avec faisceau LED argenté. Fixe                                                                                                                                                                              |
| Programmes :                       | 26<br>1 Démarrage rapide<br>1 Objectif de temps<br>1 Objectif de distance<br>1 Objectif calories<br>1 Graisse corporelle/IMC<br>1 Watt<br>4 Cibles de fréquence cardiaque<br>4 Programmes utilisateur<br>12 Programmes prédéfinis |
| Fitness test :                     | Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seuil d'enjambement bas :          | Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| Poignées :                         | Multigrip+ Fixes                                                                                                                                                                                                                  |
| Selle :                            | Confort + ajustable profondeur et hauteur (avec échelle graduée taille utilisateurs)                                                                                                                                              |
| Pédales :                          | Confort                                                                                                                                                                                                                           |
| Support de tablette :              | Intégré                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensions assemblé :              | L 121,5 x W 61 x H 148,5 cm                                                                                                                                                                                                       |
| Poids :                            | 58 kg                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids utilisateur maximum :        | 180 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensions emballage :             | L113 x W 31 x H 75 cm                                                                                                                                                                                                             |
| Poids avec emballage :             | 63,5 kg                                                                                                                                                                                                                           |
| Roulettes de transport :           | Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| Porte bouteille :                  | Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mesure de la fréquence cardiaque : | Récepteur cardiaque 5 kHz intégré<br>Palpeurs tactiles (inclus) et Ceinture Bluetooth (en option)                                                                                                                                 |
| Bluetooth :                        | Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| Chargeur USB :                     | Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Apps (Android / IOS)               | Tunturi Routes<br>Zwift<br>Kinomap<br>iConsole+ Training                                                                                                                                                                          |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Usage Professionnel                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Norme Médicale CE                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garantie 2 ans                     |                                                                                                                                                                                                                                   |

# Platinum



Le Tunturi UB20 est issu de la nouvelle gamme Platinum qui allie performance, confort et design dans une finition noire.

Conçue pour un usage régulier et intensif, la ligne Platinum se destine aux professionnels : salles de sport, médicaux ou encore aux particuliers en quête d'équipements de qualité.



Elite Médicale  
Accueil@elitemedicale.fr  
03 22 67 54 54  
www.elitemedicale.fr