

ARTROMOT

80.00.084C - S4

MOBILISATION DE L'ÉPAULE

- 3 MOTEURS
- CONVERSION DROITE / GAUCHE FACILE
- LE PROTOCOLE ONDULATION / VAGUE
- QUALITÉ ALLEMANDE

INDICATIONS

- Rupture de coiffe des rotateurs
- Arthroplasties d'épaule
- Chirurgie après instabilité de l'épaule
- Acromioplasties
- Mobilisation après arthroscopie

CARACTÉRISTIQUES

- Télécommande à écran couleur tactile
- Réglage des amplitudes sur la télécommande ou directement au niveau d'interrupteurs situés au niveau de chaque moteur
- **3 moteurs** : Antéversion/Rétroversion, Abduction/Adduction, Rotation Interne/Externe
- **Élévation avec bras fléchi ou en extension**
- Intuitif pour faciliter la conversion en quelques secondes du dispositif en traitement de l'épaule droite ou gauche
- **Ondulation PNF et en 8 « Vague »**
- Inversion de la charge ajustable (pour la sécurité du patient)
- Cartes patient et câble d'alimentation (en option)

DIMENSIONS

- Poids : 28 kg
- Dimensions L x P x H : 166 x 100 x 160 cm
- Taille des patients : de 120 à 210 cm

GARANTIE 2 ANS.



3 MOTEURS
pour tous axes de mouvements

B. Adduction/
Abduction
Extension/
Flexion
(élévation)

A. Antéversion/
Rétroversion

ACCOUDOIR RENFORCÉ
avec largeur et hauteur réglables

C. Rotation
interne/externe

CONTRÔLES MOTEUR
pour une programmation
des amplitudes articulaires



ÉCRAN TACTILE
simple d'utilisation,
intuitif et icônes
descriptives

INFORMATIONS DE COMMANDE

80.00.084C

S4

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

- 5 cartes patient + 1 stylo

ACCESSOIRES EN OPTION

0.0050.330 Carte patient

0.0050.330S 10 cartes patient + 1 stylo

EXTGAR-S Extension de garantie 3 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Minuterie :	1-59 minutes, 1-12 heures / fonctionnement continu
Pauses :	0-30 secondes
Vitesse :	5-100%
Charge adaptative :	5-100% du seuil de tolérance de détente (sécurité patient et protection spasme)
MARCHE/ARRÊT Moteurs A, B et C :	Mouvements isolés : abduction/ adduction, antéversion/rétro- version ou rotation interne/externe
Nouveau patient :	Restauration des paramètres par défaut pour les nouveaux patients
Programme d'échauffement :	Progression graduelle de l'amplitude de mouvement jusqu'au maximum
Conversion droite/ gauche :	Réversibilité de l'appareil en épaule droite ou gauche
Fonctions de blocage :	Blocage individuel des fonctions pour éviter tout changements accidentels de paramètres et faciliter l'utilisation
Mode d'affichage :	Bascule entre vue détaillée et vue standard
Temps d'utilisation total :	Addition du temps d'utilisation de toutes les sessions thérapeutiques
Documentation :	Graphique d'évolution de la thérapie par patient
Cycles :	5-20, ajustement des répétitions de programmes d'isolation, oscillation et stretching
Veille :	Ajustement d'énergie lors des phases inactives du mode isolation
Direction de l'ondulation :	Ajustement de la direction de mouvement en mode ondulation (vague)
Configuration :	Ajustement des paramètres basics (date, heure, langue...)
Position transport :	Mettre les moteurs en position transport
Menu Service :	Pour le service technique
Carte patient :	Sauvegarde des paramètres de thérapie par patient
Appui-tête :	Confort et posture optimale du patient
Contrôle moteur :	Contrôle direct des amplitudes de mouvement

MOUVEMENTS COMBINÉS

PNF :	Mouvement d'après le modèle PNF
Ondulation :	Mouvements d'ondulation en forme de 8
Isolation :	Permet la séparation d'exercices avec 3 directions de mouvement en un seul traitement
Oscillation :	Augmente la fréquence de mouvement dans une même amplitude
Stretching :	Augmente la gamme de mouvement petit à petit



Télécharger le manuel
d'utilisation de l'
ARTROMOT®-S4

L'Artromot®-S4 est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié DQS Med.
Lire attentivement la notice. Fabricant : Ormed.